

지능 체온 측정 방수 스마트 워치

사용 설명서



보증서

제품명:

모델명:

사용자 이름:

사용자 전화번호:

주소:

구입날짜:

이 카드로 보증 가능

제품 소개




주의: 심박수 측정 시, 3가지 전극을 충분히 피부와 닿게 하세요.

충전 방법

처음 사용 시, 워치는 빼서 맞춘 충전기를 사용하여 충전을 시킵니다.
충전 시 워치는 자동으로 전원을 켜집니다.(충전 방법 아래 사진을 같이:
워치는 밴드에서 빼고 충전 포트는 맞춘 USB 포트에서 꽂으면 충전을
시작할 수 있습니다. 충전 전압 5V) 충전 시 전량 회전 표시하여 충전
원성 시 전량 충만 표시입니다.



밴드를 빼기
(터치 버튼 쪽)



USB 포트에서 꽂기
(방향 주의)

위치 앱 설치



이 QR코드를 스캔하여 혹은 앱 스토어에서
'SmartHealth' 앱을 다운받아 주세요.

앱 지원 사양 : IOS 9.0 이상; Android 4.4 이상 ,
블루투스 4.0

앱을 진입하고 개인 정보를 설치



설치 화면에서 '위치를 연결하기' 선택하세요.



찾기 나온 설비에서 위치를 선택하세요.



연결 완성

중요한 기능 모드 화면

홈 화면/ 문자판

앱을 메뉴에서 '화면 선택'을 선택하면
홈 화면/ 문자판을 전환합니다.
문자판은 4 가지 스타일을 있습니다.



걸음 수 / 거리 / 칼로리

하루에 언제든지 걸음 수나 거리와 소모한 칼로리를
확인 할 수 있습니다. 실시간 운동 정보를 앱에서
동기화하기 확인할 수 있습니다.



체온 측정 화면

체온 측정 화면에서 전환하며 체온 실시간 측정을 조회
가능하여 정보는 앱에서 동기화하기 바랍니다.
데이터 보고도 있습니다.

주의: 체온 측정 시 뒤면의 전극 꼭 피부와 충분히 닿게 하세요.
체온 측정은 환경과 온도차의 영향을 받을 수 있어서 경고용만 작용하여
구체적인 의료 설비와 의사 진단을 받으십시오.



심박수 화면

심박수 화면에서 실시간 심박수 측정하여 정보는
앱에서 동기화하기 바랍니다. 데이터 보고도 있습니다.



혈압 화면

혈압 화면에서 실시간의 혈압 측정하여 앱에서
동기화하기 바랍니다. 데이터 보고도 있습니다.

주의: 본 데이터 결과는 참고만 하시기 바랍니다.



심전도 화면

심전도 화면에서 터치 버튼을 길게 누르고 심전도 모드에 이동합니다. 한 손은 전면 전극을 터치하여 3 개 전극 충분히 피부와 닿게 하고 측정 시작합니다. 앱에서 데이터 보고를 확인하시기 바랍니다.



혈중 산소 화면

혈중 산소 화면에서 누르고 혈중 산소가 측정하여 앱에서 동기화하기 바랍니다. 데이터 보고도 있습니다.



운동 화면

터치 버튼을 길게 누르고 운동 모드에 이동합니다. 다양한 운동 모드를 선택할 수 있습니다.

길게 누르면 운동 모드를 들어가기, 한번 누르면 모드 전환,
길게 누르면 시작하기, 길게 누르면 중지합니다.



수면 측정 기능

취침 시 활성화하여 위치는 자동 판단을 수면 측정 모드를 시작합니다. 자동으로 수면을 추적하며, 시간 경과에 따른 수면 추세를 기록할 수 있습니다. 앱에서 동기화하기 바랍니다.

주의: 시계를 착용한 채 잠에 들면 수면 정보가 있습니다.



날씨 정보

날씨 화면에서 그날에 날씨, 대기질 정보와 내일 날씨 상황이 나옵니다. 날씨 정보가 앱과 연결하고 정보를 받을 수 있습니다. 만약에 장 시간의 연결을 끊기면 날씨 정보가 업데이트를 완성 못합니다.

주의: 핸드폰 GPS 반드시 켜니다.



메시지 화면

메시지 화면에서 3초를 누르면 메시지를 확인 가능하며, 한번 누르면 다음 페이지를 이동, 메시지 확인 후에 3초를 누르면 나옵니다.



설치 화면

설 화면에 3초를 누르면 다음 모드로 갑니다.



Turn wrist

앱을 설치 화면에서 'Turn wrist' 를 누르면 이 기능의 열기/끄기 사용할 수 있습니다.



밝기 조절 화면

밝기 조절 화면에서 터치 버튼을 길게 누르면 스크린 밝기 조절할 수 있습니다.



재설정 화면

위치에 재설정 화면에서 터치 버튼 길게 누르면 재설정 가능합니다.



전원 끄기 화면

전원 끄기 화면에서 3초 이상 누르면 위치를 진동하여 전원을 끕니다.



돌아가기 화면

길게 누르면 그전의 화면으로 돌아가기 바랍니다.



다른 기능 알림

알림 기능은 앱에서 설치하고 핸드폰과 워치의 블루투스 연결 상태에서 메시지 오면 진동으로 알림하기 바랍니다.

주의 사항

1. 5V이상의 충전 전압, 2A 이상의 충전 전류 어댑터를 사용하지마십시오. 충전 시간 2~3 시간입니다.
2. 워치에 물이 묻었을 때 충전을 시키지마십시오.
3. 본 제품을 전자 측정 제품입니다. 의료용으로 아니고 데이터 정보를 참고만 하시기 바랍니다.
4. 혈압 측정하기 전에 조용하게 5분간 이상을 쉬고 2시간 전에 식사, 흡연, 복약, 커피인을 섭취를 등 하지 마십시오. 편안 앉은 자세와 평온한 마음을 지킵니다. 말은 말하지마십시오. 워치와 심장을 같은 고도를 지킵니다.(오른쪽 사진과 같아)

